

专家系列 之三

角膜缘松弛切口手术刀

精准深度，减轻散光

(多种深度可供选择)

精确深度手术刀

Sharpoint™ 精确深度手术刀设计用于制作角膜缘松弛切口。单次成形设计确保精准，双切割刃允许向左右方向切割。每盒6把。



手术刀	描述
72-0303	300 μm 直头 全刀柄
72-3503	350 μm 直头 全刀柄
72-5503	550 μm 直头 全刀柄
72-6003	600 μm 直头 全刀柄

受限深度手术刀

Sharpoint™ 受限深度手术刀可用于制作角膜缘松弛切口。单次成形设计确保精准，双切割刃允许向左右方向切割。每盒6把。



手术刀	描述
72-0301	300 μm 直头 全刀柄
72-0401	450 μm 直头 全刀柄