


► 特殊手术刀

匙型刀

Stylus™ 独特的 320° 切割刀刃和超薄刀片提高了多向精确切割的能力。



手术刀	描述
54-2261	2.2mm, 弯头 全刀柄 双面刃 320°刀刃
54-3061	3.0mm, 弯头 全刀柄 双面刃 320°刀刃



特殊手术刀

显微手术刀

Stylus™ 特殊手术刀提供多种形状和型号，以满足不同技术和手术的独特需求。



手术刀	描述
58-6900	微型刀 直头 刀头