

SHARP Guard™
GUARDED KNIVES

安全防护眼科手术刀



**SURGICAL
SPECIALTIES**
CORPORATION™
美国舜科医疗

SHARP Guard™

GUARDED KNIVES

为您提供您想要的

保护 精度


带有 Sharpoint™ 刀片

保护套有效降低锐器伤害


符合人体工程学设计的刀柄使操作精确并舒适

目前作为 OSHA 暴露控制计划 (ECP) 的部分评价指标

使用方法





打开：按照图示方向滑动保护套直到露出刀体




关闭：按照图示方向滑动保护套直到刀体退回


SharpGuard™ 安全防护眼科手术刀




穿刺手术刀	描述
72-1501G	15°, 穿刺刀 直头 带保护套




透明角膜手术刀	描述
72-2763G	2.75mm, 透明角膜刀 弯头 双面刃 带保护套 深度指示
72-2863G	2.85mm, 透明角膜刀 弯头 双面刃 带保护套 深度指示



超声乳化手术刀	描述
72-2231G	2.20mm, 裂隙刀 弯头 双面刃 带保护套
72-2431G	2.40mm, 裂隙刀 弯头 双面刃 带保护套
72-2561G	2.50mm, 裂隙刀 弯头 单面刃 (朝上) 带保护套
72-2661G	2.65mm, 裂隙刀 弯头 单面刃 (朝上) 带保护套
72-2761G	2.75mm, 裂隙刀 弯头 单面刃 (朝上) 带保护套
72-2861G	2.85mm, 裂隙刀 弯头 单面刃 (朝上) 带保护套
72-2961G	3.00mm, 裂隙刀 弯头 单面刃 (朝上) 带保护套
* 72-3261G	3.20mm, 裂隙刀 弯头 单面刃 (朝上) 带保护套



月形隧道手术刀	描述
74-1010G	2.00mm, 月形隧道刀 弯头 单面刃 (朝上) 带保护套



ClearPort™ 穿刺手术刀	描述
78-2010G	1.1mm, ClearPort™ 穿刺刀 弯头 带保护套

* 目前暂不提供订货



眼科显微缝线



经典眼科显微手术刀



精选眼科手术刀



安全防护眼科手术刀



泪点塞栓



舜科医疗器械（上海）有限公司是美国舜科医疗公司（Surgical Specialties Corporation）在中国的全资子公司，作为已有40年历史的美国医疗器械公司，我们一直致力于在显微外科手术刀、显微外科缝线以及外科手术缝线等领域，成为高品质的全球制造商。我们全球有4大工厂（德国、波多黎各、英国、墨西哥），同时为世界诸多知名医疗器械公司提供优质的产品及服务。

舜科医疗器械（上海）有限公司 Surgical Specialties (shanghai) Co.,Ltd

地址：上海市长宁区长宁路1018号龙之梦大厦24层2459室

电话：021-22851759/ 021-22851756/ 021-22851753

更多信息请访问 surgicalspecialties.com



请扫描二维码
了解更多公司及产品信息

Surgical Specialties Corporation, 247 Station Drive, NE1, Westwood, MA USA 02090 美国舜科医疗